

Caleo linerek

6Y94 | DVS liner

A DVS liner az Ottobock által a lábszáramputáltaknak kifejlesztett Dinamikus vákuumrendszer (DVS) kihagyhatatlan eleme.

A liner anyaga rendkívül ellenálló, falvastagsága aszimmetrikus, védelmet nyújt a csonk érzékeny területei számára. Gyógyászati fehérőlját tartalmaz, amely kíméletesen táplálja a száraz bőrt.

A DVS rendszer a páciensek igényeihez folyamatosan alkalmazkodó aktív vákuumos felfüggesztés. A hozzá tartozó egyedi liner csatlakozója révén közvetlen kapcsolatot biztosít a vákuumrendszerhez.

A DVS rendszer elemei:

- 1. DVS liner – aszimmetrikus falvastagsággal a könnyű térdhajlítás érdekében**
- 2. DVS pumpa – egyedi vákuumszelep mágneses csatlakozással**
- 3. ProFlex plus térdgumi – anatómiaiailag előformázott a dinamikus mozgás szolgálatában**

